

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM**gentle extraction****beaks run parallel to the tooth****constant power transfer****good grip at the tooth****minimizes annoying light reflections**

Mit der GES LINE Serie entsteht eine neue Reihe der Extraktionszangen. Durch die besondere Anpassung des Zangenmaules an den Zahn, muss nur wenig Kraft beim Einsatz angewendet werden. Das Zangenmaul verläuft parallel zum Zahnhals und ermöglicht ein schonendes Entfernen der Zähne.



A new series of extracting forceps has been created with the GES LINE. Due to the special adaptation of the jaws onto the tooth, only a minimal pressure must be applied during use. The jaws run parallel to the neck of tooth and enable a gentle extraction of the teeth.



Avec la série GES LINE nous avons créé une nouvelle génération de daviers à extraction. Grâce à une adaptation parfaite des mors à la surface de la dent, un minimum de force durant l'intervention est nécessaire. Comme les mors sont placés parallèlement au collet de la dent, le résultat est une extraction en douceur et sans blessure.

Der neu entwickelte Griff bewirkt eine konstante Kraftübertragung bei Dreh- sowie Druck- und Zugbewegungen. Das neue Design mit seinem glattwandigen Griff verhindert Schmutzablagerungen und ist somit leicht zu reinigen.


Die sandgestrahlte Oberfläche verringert störende Lichtreflexionen beim Arbeiten.

The newly developed handle provides constant power transmission for circular motion as well as for push and pull motions. The new design with its smooth handle prevents sedimentation and is therefore easy to clean.

The sand-blasted surface minimizes annoying light reflection when working.

Le développement du nouveau manche permet une transmission de force constante pour les mouvements de rotation, de pression et d'extraction. Le nouveau design avec son manche lisse, empêche le dépôt des salissures et se laisse nettoyer plus facilement.


La surface sablée du manche réduit des réflexions de lumière gênantes pour le travail.



Zangenmaul ist der Zahnoberfläche perfekt angepasst.

The jaws are perfectly suited to the tooth form.

Les mors sont adaptés parfaitement à la forme de dents.



GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

1300-34N
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 34N 16,5 cm 3,5 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and canines
Mandible Supérieure | Incisives et canines

1300-34M
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 34M 16,5 cm 4,0 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and canines
Mandible Supérieure | Incisives et canines

1300-35N
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 35N 16,5 cm 3,0 mm

Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Bicuspid
Mandible Supérieure | Incisives et canines

1300-36N
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 36N 15,0 cm 3,5 mm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and bicuspids
Mandible inférieure | Incisives et prémolaires

1300-36M
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 36M 15,0 cm 4,0 mm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and bicuspids
Mandible inférieure | Incisives et prémolaires

1300-13
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 13 15,0 cm 3,0 mm

Unterkiefer | Prämolar
Lower Jaw | Bicuspid
Mandible inférieure | Prémolaires

1300-35M
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 35M 16,5 cm 4,0 mm

Oberkiefer | Prämolar
Upper Jaw | Bicuspid
Mandible Supérieure | Prémolaires


1300-17
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 17 16,5 cm 7,0 mm

Oberkiefer | rechte Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | right third molars and molars
Mandible Supérieure | Prémolaires


1300-18
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 18 16,5 cm 7,0 mm

Oberkiefer | linke Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | left third molars and molars
Mandible Supérieure | Prémolaires

1300-22
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 22 15,0 cm 7,0 mm

Unterkiefer | Weisheitszähne und Molaren
Lower Jaw | Third molars and molars
Mandible inférieure | Troisièmes molaires et Molaires

1300-67A
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 67A 18,5 cm 7,0 mm

Oberkiefer | Weisheitszähne
Upper Jaw | Third molars
Mandible Supérieure | Troisièmes molaires

1300-79
Zahnzange Extracting forceps Forceps dentales # 79 17,0 cm 4,0 mm

Unterkiefer | Weisheitszähne
Lower Jaw | Third molars
Mandible inférieure | Troisièmes molaires